

機種名	HOLISTIC	INTRUDER	Well Being
HSS モデル名	Metatron-4025M	Metatron-4025M	Metatron-4025M
interface			
内部クロック周波数	4.9Ghz(最新generator搭載)	4.9Ghz(最新generator搭載)	4.9Ghz(最新generator搭載)
付属PC	+	+	+
3D画像分析	4Dステレオ画像 (より進歩した3D画像)	2D (擬似3D)	2D (擬似3D)
スキャン平均時間	2秒	2秒	2秒
リサーチ精度 (%) -解剖学的構造	90-95	-	-
リサーチ精度 (%) -組織学的構造	85-95	-	-
リサーチ精度 (%) -遺伝子、染色体	85-90	-	-
評価方法 12段階 or 6段階	12段階	12段階	12段階
自動診断レポート (プロトコル) 構築 (簡易・普通・詳細)	+	-	-
微生物のデータベースが増え、「ウイルス」、「寄生虫」、「菌類」の独立したエタロングループが追加されています。	+	+126	+83
自動的な「バクテリア」・「ウイルス」・「寄生虫」ハンター機能が搭載されています。	-	+45	+26

「抗バクテリア剤」「抗ウイルス剤」「抗寄生虫剤」 「抗菌類剤」の新エタロン（項目）グループが追加さ れています。	-	+46	+38
器械が出してくるデータの数学的な解析能力の精度 があがり、更に完成されたものとなっています。	+	+	+
プロセス（症状）のタイプ（アナボリック／カタボ リック）によって、どの部分に病巣があるのかの特定 化を行うアルゴリズムが改良されています。	+	+	+
若年の患者の組織変化の評価システムに新しいシステ ムが導入されています。	+	-	+
器官と組織の画像モデル数	1944	489 (120)	475 (120)
スペクトルエタロン数	5512	4878	5305
チャクラ	+	-	+
経絡	+	-	+
手・足ツボ	+	-	+
耳ツボ	+	-	+
目ツボ	+	-	+
ドーシャ体質分析	+	-	+
弱りやすい臓器・器官	+	+	+
バイオケミカル ホメオスタシス	+	-	-
腫瘍マーカー	+	+	+
病理形態	+	+	+

疾病分類	+	-	-
微生物	+	-	-
寄生虫	+	-	-
アレルギー	+	+	+
逆症療法	+	-	-
栄養補助食品	+	+	+
ホメオパシー	+	+	+
HEEL社（ドイツ）レメディ	+	-	-
中医学の植物療法学	-	中国語バージョン	中国語バージョン
鉱石療法学	+	+	+
微量元素	+	+	+
精神・感情の状態	+	-	-
バッチフラワー	+	-	-
プロバイオティクス	+	+	+
蜂蜜療法	+	-	+
食品・食材（日本食）	+	日本語バージョン	日本語バージョン
食品・食材（中華料理）	-	中国語バージョン	中国語バージョン
（日本の）漢方薬品	+	日本語バージョン	日本語バージョン

KoDa社の薬品	-	-	-
医療コスメ	+	-	-
メタセラピー	+	+	+
鉱石セラピー	+	+	+
薬草セラピー	+	+	+
バッチフラワー	+	+	-
レメディー転写	+	+	+
細菌・細菌検査	+	+	+
細菌、ウイルス、回虫の自動探索	-	+	-
相性テスト (ヴェグトテスト)	+	+	+