

機種名	HOLISTIC	Holistic Balance	INTRUDER	Well Being
HSS モデル名	Metatron-4025M	Metatron-4025M	Metatron-4025M	Metatron-4025M
interface				
内部クロック周波数	4.9Ghz(最新generator搭載)	4.9Ghz(最新generator搭載)	4.9Ghz(最新generator搭載)	4.9Ghz(最新generator搭載)
付属PC	+	+	+	+
3D画像分析	4Dステレオ画像 (より進歩した3D画像)	4Dステレオ画像 (より進歩した3D画像)	2D (擬似3D)	2D (擬似3D)
スキャン平均時間	2秒	2秒	2秒	2秒
リサーチ精度 (%) -解剖学的構造	90-95	90-95	-	-
リサーチ精度 (%) -組織学的構造	85-95	85-95	-	-
リサーチ精度 (%) -遺伝子、染色体	85-90	85-90	-	-
評価方法 12段階 or 6段階	12段階	12段階	12段階	12段階
自動診断レポート (プロトコール) 構築 (簡易・普通・詳細)	+	+	-	-
微生物のデータベースが増え、「ウイルス」、「寄生虫」、「菌類」の独立したエタロングループが追加されています。	+	+	+126	+83
自動的な「バクテリア」・「ウイルス」・「寄生虫」ハンター機能が搭載されています。	-	-	+45	+26
「抗バクテリア剤」「抗ウイルス剤」「抗寄生虫剤」「抗菌剤」の新エタロン (項目) グループが追加されています。	-	-	+46	+38
器械が出してくるデータの数学的な解析能力の精度があがり、更に完成されたものとなっています。	+	+	+	+

プロセス（症状）のタイプ（アナボリック／カタボリック）によって、どの部分に病巣があるのかの特定化を行うアルゴリズムが改良されています。	+	+	+	+
若年の患者の組織変化の評価システムに新しいシステムが導入されています。	+	+	-	+
器官と組織の画像モデル数	1944	1944	489 (120)	475 (120)
スペクトルエタロン数	5512	5512	4878	5305
チャクラ	+	+	-	+
経絡	+	+	-	+
手・足ツボ	+	+	-	+
耳ツボ	+	+	-	+
目ツボ	+	+	-	+
ドーシャ体質分析	+	+	-	+
弱りやすい臓器・器官	+	+	+	+
バイオケミカル ホメオスタシス	+	+	-	-
腫瘍マーカー	+	+	+	+
病理形態	+	+	+	+
疾病分類	+	+	-	-
微生物	+	+	-	-
寄生虫	+	+	-	-
アレルゲン	+	+	+	+
逆症療法	+	+	-	-
栄養補助食品	+	+	+	+
ホメオパシー	+	+	+	+

HEEL社（ドイツ）レメディアー	+	+	-	-
中医学の植物療法学	-	-	中国語バージョン	中国語バージョン
鉱石療法学	+	+	+	+
微量元素	+	+	+	+
精神・感情の状態	+	+	-	-
バッチフラワー	+	+	-	-
プロバイオティクス	+	+	+	+
蜂蜜療法	+	+	-	+
食品・食材（日本食）	+	+	日本語バージョン	日本語バージョン
食品・食材（中華料理）	-	-	中国語バージョン	中国語バージョン
（日本の）漢方薬品	+	+	日本語バージョン	日本語バージョン
KoDa社の薬品	-	-	-	-
医療コスメ	+	+	-	-
メタセラピー	+	+	+	+
鉱石セラピー	+	+	+	+
薬草セラピー	+	+	+	+
バッチフラワー	+	+	+	-
レメディアー転写	+	+	+	+
バクテリア・細菌検査	+	+	+	+
バクテリア、ウイルス、回虫の自動探索	-	-	+	-
相性テスト（ヴェゲトテスト）	+	+	+	+